

Gel Termol INHIBITOR

Antigelo atossico a base di glicole propilenico, con inibitori di corrosione specifico per tutti i metalli



Tabella per diluizione

GEL TERMOL INHIBITOR %: 25% - ACQUA %: 75 - TEMP. DI PROTEZ.: -10 °C
GEL TERMOL INHIBITOR %: 33% - ACQUA %: 70 - TEMP. DI PROTEZ.: -15 °C
GEL TERMOL INHIBITOR %: 40% - ACQUA %: 60 - TEMP. DI PROTEZ.: -22 °C
GEL TERMOL INHIBITOR %: 50% - ACQUA %: 50 - TEMP. DI PROTEZ.: -33 °C

Gel Termol INHIBITOR



Antigelo atossico a base di glicole propilenico, con inibitori di corrosione specifico per tutti i metalli

Dati tecnici

	111.011.80
	GEL TERMOL INHIBITOR
Peso specifico (Kg/dm ³)	1,05
pH	□ 9.5
Dosaggio (%)	in funzione del
Punto di ebollizione (°C)	160
Tanica (l)	5